

ASSURANCE QUALITÉ : TEST QUOTIDIEN DE SENSITOMÉTRIE

Jour																				
Mois																				
Initiales																				

Indice de rapidité

+ 0,10 →

DO2 = _____ →

DO2 : plage n° _____

- 0,10 →

STOP

Validation MTM 100

Indice de contraste

+ 0,10 →

DO3 - DO2 = _____ →

DO3 : plage n° _____

- 0,10 →

STOP

Validation MTM 100

Voile de base

DO1 + 0,02 →

S + V = _____ →

Plage n°1 - 0,02 →

STOP Validation MTM 100

STOP Validation MTM 100

Température du révélateur

+ 0,5 →

T°C : _____ →

- 0,5 →

STOP

STOP

Remarques	Actions
Remplacement des bains	
Révélateur : Date : <input style="width: 50px;" type="text"/>	Date : <input style="width: 50px;" type="text"/> Date : <input style="width: 50px;" type="text"/>
Fixateur : Date : <input style="width: 50px;" type="text"/>	Date : <input style="width: 50px;" type="text"/> Date : <input style="width: 50px;" type="text"/>
Changement de lot d'émulsions :	Date : <input style="width: 50px;" type="text"/> _____
Intervention sur le système de développement :	Date : <input style="width: 50px;" type="text"/> _____